


TRACKER

SURGICAL NAVIGATION SYSTEM



FiMe
FI.ME - FÍSICA MÉDICA S.R.L.



TRACKER es un avanzado sistema de navegación quirúrgica. Muestra, gráficamente y en tiempo real, el instrumento quirúrgico sobre las imágenes anatómicas del paciente.

CARACTERÍSTICAS

- Tractografía en navegación 2d y 3d.
- Visualización de áreas funcionales, fibras y surcos cerebrales en 2d y 3d.
- Registración por superficie.
- Navegación en tiempo real de cinco imágenes multiplanares ó 3d.
- Craneotomía virtual para biopsias.
- Opción de montaje en carro, trípode ultraportatil y en cialítica.
- Fusión multimodal de imágenes.
- Navegación sobre RDRs (Radiografías Digitalmente Reconstruidas desde la CT), simil arco en C pero “sin irradiación de rayos X al personal”.
- Cámara estereoscópica NDI Polaris de gran campo de visión.

