

Dispositivo para la rehabilitación de la destreza de la mano

Fesia Grasp es un dispositivo FES para mejorar los movimientos de muñeca y dedos de manera selectiva e integrada en patrones complejos.

FESIA GRASP



selectividad muscular óptima



terapia personalizada




amplio rango de pacientes



accesible para todo tipo de clínicas



tecnología al alcance de todos



Textil ergonómico y fácil de limpiar




Electrodo multicampo




Estimulador

Aplicación Fesia Pro para uso clínico



- Electrodo virtual **interactivo**
- Configuración **rápida**
- Configuración **personalizada**
- Entrenamiento específico de movimientos **funcionales**
- Palma de la **mano libre** para ejercicio funcional
- Protocolo mejorado de **reducción de tono**
- **Asistencia a medida**

3 pasos



1

Colocar el textil y electrodo



2

Insertar estimulador



3

Abrir la app Fesia Pro