


ROME[®] 2 MIS

BY SPINEART

TORNILLO PEDICULAR POLIAXIAL CANULADO LADO



MINIMAL INVASIVE TL

ROMEO[®]2 MIS



STERILE
IMPLANT



M.I.S.
K-WIRELESS



OPCIÓN “K-WIRELESS”

La opción K-Wireless (sin agujas de Kirschner) está diseñada para permitir a los cirujanos reducir la exposición a rayos X intraoperatorios, minimizar el riesgo de migración de las agujas Kirschner y simultáneamente reducir la curva de aprendizaje asociada a las técnicas comunes de M.I.S.

PUNTA FORMA CÓNICA

La punta cónica del tornillo permite una fácil inserción del tornillo, auto-centrado y cirugía sin agujas Kirschner.

ABORDAJE MICRO-ABIERTO Y/O PERCUTÁNEO

El sistema ROMEO[®]2 MIS permite elegir un abordaje microabierto bilateral, percutáneo puro o híbrido, para la articulación toracolumbar y la columna lumbar.

REDUCCIÓN DE ESPONDILOLISTESIS

Reducción de la espondilolistesis bilateral, progresiva, potente y precisa.

S W I S S M A D E

